





Płytki
Plates

Płytki obojczykowa z hakiem Clavicular plate with hook




H (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
12	4	X-04-197-124	X-04-198-124
12	5	X-04-197-125	X-04-198-125
12	6	X-04-197-126	X-04-198-126
12	7	X-04-197-127	X-04-198-127
15	4	X-04-197-154	X-04-198-154
15	5	X-04-197-155	X-04-198-155
15	6	X-04-197-156	X-04-198-156
15	7	X-04-197-157	X-04-198-157
18	4	X-04-197-184	X-04-198-184
18	5	X-04-197-185	X-04-198-185
18	6	X-04-197-186	X-04-198-186
18	7	X-04-197-187	X-04-198-187

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm




Płytki do kości obojczykowej górno-przednia
Superior anterior clavicular bone plate



L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
94	6	X-04-212-06	X-04-215-06
110	7	X-04-212-07	X-04-215-07
120	8	X-04-212-08	X-04-215-08

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytki do kości obojczykowej górno-przednia z boczną stabilizacją
Superior anterior clavicular bone plate with lateral stabilization




Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 ; 2,7 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,4 mm

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
123	7	X-04-199-07	X-04-200-07
135	8	X-04-199-08	X-04-200-08

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm




Płytki do kości obojczykowej przednio boczna
Anterior lateral clavicular bone plate



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
77	7	X-04-287-07
89	9	X-04-287-09
101	10	X-04-287-10
113	11	X-04-287-11
124	12	X-04-287-12

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytki do kości obojczykowej przednio przyśrodkowa
Anterior medial clavicular bone plate



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
77	6	X-04-288-06
91	7	X-04-288-07
102	8	X-04-288-08

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytkę do kości ramiennej bliższa
Proximal humeral plate


L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
90	3	X-04-126-01
114	5	X-04-126-02
PŁYTKI DŁGIE / LONG PLATES		
124	4	X-04-126-08
142	5	X-04-126-03
160	6	X-04-126-04
178	7	X-04-126-09
196	8	X-04-126-05
214	9	X-04-126-10
232	10	X-04-126-06
250	11	X-04-126-11
270	12	X-04-126-07


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytkę do kości ramiennej bliższa okołostawowa
Periarticular proximal humeral plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
91	2	X-04-187-02	X-04-188-02
109	3	X-04-187-03	X-04-188-03
127	4	X-04-187-04	X-04-188-04
145	5	X-04-187-05	X-04-188-05
163	6	X-04-187-06	X-04-188-06
199	8	X-04-187-08	X-04-188-08
235	10	X-04-187-10	X-04-188-10
271	12	X-04-187-12	X-04-188-12
307	14	X-04-187-14	X-04-188-14

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytkę dalszą przyśrodkową do kości ramiennej
Humeral media distal plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
59	3	X-04-145-03	X-04-146-03
84	5	X-04-145-05	X-04-146-05
110	7	X-04-145-07	X-04-146-07
136	9	X-04-145-09	X-04-146-09
201	14	X-04-145-14	X-04-146-14


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm

Płytkę do kości ramiennej do złamań przynasadowych dalszą przyśrodkową
Metaphyseal medial distal humeral bone plate

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
80	7	X-04-184-07
106	9	X-04-184-09
132	11	X-04-184-11
158	13	X-04-184-13
184	15	X-04-184-15

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytko do kości ramiennej dalsza grzbietowo-boczna pozastawowa
Extra-articular distal humeral bone plate, dorsolateral


L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
122	4	X-04-185-04	X-04-186-04
158	6	X-04-185-06	X-04-186-06
194	8	X-04-185-08	X-04-186-08
230	10	X-04-185-10	X-04-186-10
266	12	X-04-185-12	X-04-186-12
302	14	X-04-185-14	X-04-186-14

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytko do kości ramiennej dalsza grzbietowo-boczna
Distal humeral bone plate, dorsolateral

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
65	3	X-04-147-03	X-04-148-03
90	5	X-04-147-05	X-04-148-05
116	7	X-04-147-07	X-04-148-07
142	9	X-04-147-09	X-04-148-09
208	14	X-04-147-14	X-04-148-14

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytko do kości ramiennej dalsza grzbietowo-boczna z hakiem
Distal humeral bone plate, dorsolateral with hook

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
65	3	X-04-153-03	X-04-154-03
90	5	X-04-153-05	X-04-154-05
116	7	X-04-153-07	X-04-154-07
142	9	X-04-153-09	X-04-154-09
208	14	X-04-153-14	X-04-154-14

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm






Płytko do wyrostka łokciowego Olecranon plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
86	2	X-04-151-02	X-04-152-02
112	4	X-04-151-04	X-04-152-04
138	6	X-04-151-06	X-04-152-06
164	8	X-04-151-08	X-04-152-08
190	10	X-04-151-10	X-04-152-10
216	12	X-04-151-12	X-04-152-12

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm



Płytko hakowe uniwersalna Universal hook plate

L (mm)	Nr kat. Ref. no.
62	X-04-193-62

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytkę do głowy kości promieniowej
Head radial bone plate

otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
5/2	X-04-210-02	X-04-211-02
5/3	X-04-210-03	X-04-211-03
5/4	X-04-210-04	X-04-211-04


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm




Płytkę do szyjki kości promieniowej
Neck radial bone plate

otwory holes	Nr kat. Ref. no.
2	X-04-209-02
3	X-04-209-03
4	X-04-209-04

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm






Płytką dłoniową do kości promieniowej dalsza pozastawowa
Extra-articular volar distal radial bone plate

grubość
thickness
1,8 mm

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
48	3	X-04-319-03	X-04-320-03
57	4	X-04-319-04	X-04-320-04
66	5	X-04-319-05	X-04-320-05

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm




Płytką dłoniową do kości promieniowej dalsza
Distal volar radial bone plate

grubość
thickness
1,8 mm

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
43	3	X-04-292-03	X-04-293-03
61	5	X-04-292-05	X-04-293-05

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm






grubość
thickness
1,8 mm

Płytką dłoniową do kości promieniowej dalsza Distal volar radial bone plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
56	5/3	X-04-162-03	X-04-163-03
66	5/4	X-04-162-04	X-04-163-04
76	5/5	X-04-162-05	X-04-163-05
56	7/3	X-04-156-03	X-04-157-03
66	7/4	X-04-156-04	X-04-157-04
76	7/5	X-04-156-05	X-04-157-05

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm



grubość
thickness
1,8 mm

Płytką dłoniową do kości promieniowej dalsza dwukolumnowa Two-column distal volar radial bone plate

A (mm)	L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
	42	6/2	X-04-304- 02	X-04-304- 02
	51	6/3	X-04-304- 03	X-04-304- 03
19,5	63	6/4	X-04-304- 04	X-04-304- 04
	72	6/5	X-04-304- 05	X-04-304- 05
	45	6/2	X-04-300- 02	X-04-300- 02
	54	6/3	X-04-300- 03	X-04-300- 03
22	66	6/4	X-04-300- 04	X-04-300- 04
	75	6/5	X-04-300- 05	X-04-300- 05
	47	7/2	X-04-302- 02	X-04-302- 02
	55	7/3	X-04-302- 03	X-04-302- 03
25,5	68	7/4	X-04-302- 04	X-04-302- 04
	77	7/5	X-04-302- 05	X-04-302- 05

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm




Płytkę grzbietową do kości promieniowej dalsza
Distal dorsal radial bone plate




grubość
thickness
1,8 mm

A (mm)	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
24	X-04-294-01	X-04-295-01
27	X-04-294-02	X-04-295-02

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm






grubość
thickness
1,8 mm

Płytko do kości promieniowej dalsza Distal radial bone plate

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
50	3	X-04-155-03
60	4	X-04-155-04

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm




grubość
thickness
1,8 mm

Płytko grzbietowa do kości promieniowej dalsza - T Distal dorsal radial bone plate - T


L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
42	3	X-04-168-03
52	4	X-04-168-04

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm



Płytki grzbietowa do kości promieniowej dalsza - L

Distal dorsal radial bone plate - L



grubość
thickness
1,8 mm

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
32	2/2	X-04-158-02	X-04-159-02
42	2/3	X-04-158-03	X-04-159-03
52	2/4	X-04-158-04	X-04-159-04


33	3/2	X-04-164-02	X-04-165-02
43	3/3	X-04-164-03	X-04-165-03
53	3/4	X-04-164-04	X-04-165-04

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm

Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm

Płytki grzbietowa do kości promieniowej dalsza - L ukośna

Distal dorsal radial bone plate - oblique L




grubość
thickness
1,8 mm

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
33	2/2	X-04-160-02	X-04-161-02
43	2/3	X-04-160-03	X-04-161-03
53	2/4	X-04-160-04	X-04-161-04

35	3/2	X-04-166-02	X-04-167-02
45	3/3	X-04-166-03	X-04-167-03
55	3/4	X-04-166-04	X-04-167-04


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm

Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,7 mm




Płytki do kości promieniowej dalsza - T


Distal radial bone plate - T



L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
95	5	X-04-171-05	X-04-172-05
125	7	X-04-171-07	X-04-172-07
154	9	X-04-171-09	X-04-172-09
184	11	X-04-171-11	X-04-172-11
212	13	X-04-171-13	X-04-172-13
240	15	X-04-171-15	X-04-172-15

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytko do kości nadgarstka anatomiczna - prosta
Anatomical wrist bone plate - straight

L (mm)	Nr kat. Ref. no.
112	X-04-291-01

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm

Płytko do kości nadgarstka anatomiczna - wygięta
Anatomical wrist bone plate - bent

A (mm)	L (mm)	Nr kat. Ref. no.
31	117	X-04-291-02
41	117	X-04-291-03

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm

