

A blue-tinted, semi-transparent human skeleton is shown from the back, highlighting the spine and shoulder blades. The image is set against a solid blue background.

PŁYTKI BLOKOWANE

MEDGAL[®]


ORTHOPAEDIC IMPLANTS & INSTRUMENTS



IMPLANTY KOSTNE I INSTRUMENTARIA

Płytki rekonstrukcyjne do miednicy - J

Pelvic reconstruction plate - J



L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
130	10	X-02-155-10	X-04-156-10
156	12	X-02-155-12	X-04-156-12
182	14	X-02-155-14	X-04-156-14
208	16	X-02-155-16	X-04-156-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm


Płytki rekonstrukcyjne do miednicy - J

Pelvic reconstruction plate - J




L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
130	10	X-02-159-10	X-04-160-10
156	12	X-02-159-12	X-04-160-12
182	14	X-02-159-14	X-04-160-14
208	16	X-02-159-16	X-04-160-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm



Płytki rekonstrukcyjne do miednicy R 108

Pelvic reconstruction plate R 108




L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
78	6	X-04-153-06
104	8	X-04-153-08
130	10	X-04-153-10
156	12	X-04-153-12
182	14	X-04-153-14
208	16	X-04-153-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm


Płytki rekonstrukcyjne do miednicy R 88

Pelvic reconstruction plate R 88



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
78	6	X-02-154-06
104	8	X-02-154-08
130	10	X-02-154-10
156	12	X-02-154-12
182	14	X-02-154-14
208	16	X-02-154-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm




Płytki proste rekonstrukcyjne do miednicy Pelvic reconstruction plate - straight



grubość
thickness
2,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
39	3	X-02-152-03
52	4	X-02-152-04
65	5	X-02-152-05
78	6	X-02-152-06
91	7	X-02-152-07
104	8	X-02-152-08
117	9	X-02-152-09
130	10	X-02-152-10
143	11	X-02-152-11
156	12	X-02-152-12
169	13	X-02-152-13
182	14	X-02-152-14
195	15	X-02-152-15
208	16	X-02-152-16
234	18	X-02-152-18
260	20	X-02-152-20

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm





grubość
thickness
3,7 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
39	3	X-02-161-03
52	4	X-02-161-04
65	5	X-02-161-05
78	6	X-02-161-06
91	7	X-02-161-07
104	8	X-02-161-08
117	9	X-02-161-09
130	10	X-02-161-10
143	11	X-02-161-11
156	12	X-02-161-12
169	13	X-02-161-13
182	14	X-02-161-14
195	15	X-02-161-15
208	16	X-02-161-16
234	18	X-02-161-18
260	20	X-02-161-20

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm

Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm






grubość
thickness
3,5 mm

Płytko do spojenia łonowego kompresyjna Compression pubic symphysis plate

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
57	4	X-02-158-04
78	6	X-02-158-06

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm




grubość
thickness
3,5 mm

Płytko do spojenia łonowego Pubic symphysis plate

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
57	4	X-02-157-04
78	6	X-02-157-06

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytkę do dalszej nasady kości udowej boczną Lateral distal femoral plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
156	5	X-04-179-05	X-04-180-05
196	7	X-04-179-07	X-04-180-07
236	9	X-04-179-09	X-04-180-09
276	11	X-04-179-11	X-04-180-11
316	13	X-04-179-13	X-04-180-13


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm


Płytkę kłykciową udową Condylar femoral plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
170	6	X-04-129-06	X-04-130-06
206	8	X-04-129-08	X-04-130-08
242	10	X-04-129-10	X-04-130-10
278	12	X-04-129-12	X-04-130-12
314	14	X-04-129-14	X-04-130-14
350	16	X-04-129-16	X-04-130-16
386	18	X-04-129-18	X-04-130-18
422	20	X-04-129-20	X-04-130-20
458	22	X-04-129-22	X-04-130-22

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm

Wkręt blokowany kaniulowany / Locked cannulated screws: $\varnothing$ 7,3 mm






Płytki udowa do osteotomii dalszej Distal osteotomy femoral plate

H (mm)	Nr kat. Ref. no.
3	X-04-140-30
5	X-04-140-50
7,5	X-04-140-75
9	X-04-140-90
10	X-04-140-100
11	X-04-140-110
12,5	X-04-140-120
15	X-04-140-150
17,5	X-04-140-175

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm



Płytki do kości piszczelowej i udowej - T Femoral and tibial plate - T

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
99	3	X-04-114-03
117	4	X-04-114-04
135	5	X-04-114-05
153	6	X-04-114-06
171	7	X-04-114-07
189	8	X-04-114-08
207	9	X-04-114-09
225	10	X-04-114-10


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm



Płytką piszczelowa do osteotomii

Osteotomy tibial plate

H (mm)	Nr kat. Ref. no.
3	X-04-142-30
5	X-04-142-50
6	X-04-142-60
7	X-04-142-70
7,5	X-04-142-75
8	X-04-142-80
9	X-04-142-90
10	X-04-142-100
12,5	X-04-142-125
15	X-04-142-150




Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytką piszczelowa przednia do osteotomii

Osteotomy anterior tibial plate

H (mm)	Nr kat. Ref. no.
3	X-04-141-30
5	X-04-141-50
7,5	X-04-141-75
9	X-04-141-90
10	X-04-141-100
11	X-04-141-110
12,5	X-04-141-125
15	X-04-141-150
17,5	X-04-141-175




Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm

Płytką piszczelowa przyśrodkowa do osteotomii

Osteotomy medial tibial plate


H (mm)	Nr kat. Ref. no.
3	X-04-143-30
5	X-04-143-50
7,5	X-04-143-75
9	X-04-143-90
10	X-04-143-100
11	X-04-143-110
12,5	X-04-143-125
15	X-04-143-150
17,5	X-04-143-175



Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm




Płytki piszczelowa bliższa przyśrodkowa
Proximal medial tibial plate



L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
93	4	X-04-115-04	X-04-116-04
119	6	X-04-115-06	X-04-116-06
145	8	X-04-115-08	X-04-116-08
171	10	X-04-115-10	X-04-116-10
197	12	X-04-115-12	X-04-116-12
223	14	X-04-115-14	X-04-116-14
249	16	X-04-115-16	X-04-116-16
275	18	X-04-115-18	X-04-116-18
301	20	X-04-115-20	X-04-116-20

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm



L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
106	4	X-04-06-04	X-04-09-04
142	6	X-04-06-06	X-04-09-06
178	8	X-04-06-08	X-04-09-08
214	10	X-04-06-10	X-04-09-10
250	12	X-04-06-12	X-04-09-12
286	14	X-04-06-14	X-04-09-14
322	16	X-04-06-16	X-04-09-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm






Płytką piszczelowa bliższa boczna Proximal lateral tibial plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
81	4	X-04-205-04	X-04-206-04
107	6	X-04-205-06	X-04-206-06
133	8	X-04-205-08	X-04-206-08
159	10	X-04-205-10	X-04-206-10
185	12	X-04-205-12	X-04-206-12
211	14	X-04-205-14	X-04-206-14
237	16	X-04-205-16	X-04-206-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm




L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
82	4	X-04-207-04	X-04-208-04
118	6	X-04-207-06	X-04-208-06
154	8	X-04-207-08	X-04-208-08
190	10	X-04-207-10	X-04-208-10
226	12	X-04-207-12	X-04-208-12
262	14	X-04-207-14	X-04-208-14
298	16	X-04-207-16	X-04-208-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm


Płytką kłykciowa piszczelowa Condylar proximal plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
140	5	X-04-176-05	X-04-177-05
180	7	X-04-176-07	X-04-177-07
220	9	X-04-176-09	X-04-177-09
260	11	X-04-176-11	X-04-177-11
300	13	X-04-176-13	X-04-177-13

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm



Płytki do kości piszczelowej bliższa tylna-przyśrodkowa
Proximal posterioir medial tibial bone plate




L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
69	1	X-04-178-01
79	2	X-04-178-02
105	4	X-04-178-04
131	6	X-04-178-06
157	8	X-04-178-08
183	10	X-04-178-10

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm



Płytki piszczelowa dalsza przyśrodkowa - standard

Distal medial tibial plate - standard



L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
116	4	X-04-84-04	X-04-85-04
142	6	X-04-84-06	X-04-85-06
168	8	X-04-84-08	X-04-85-08
194	10	X-04-84-10	X-04-85-10
220	12	X-04-84-12	X-04-85-12
246	14	X-04-84-14	X-04-85-14

Płytki piszczelowa dalsza przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem

Distal medial tibial plate with small anatomical bend

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
109	4	X-04-117-04	X-04-118-04
135	6	X-04-117-06	X-04-118-06
161	8	X-04-117-08	X-04-118-08
187	10	X-04-117-10	X-04-118-10
213	12	X-04-117-12	X-04-118-12
239	14	X-04-117-14	X-04-118-14

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 ; 2,7 mm

Płytki piszczelowa dalsza przyśrodkowa z hakiem


Distal medial tibial plate with hook

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
117	4	X-04-86-04	X-04-87-04
144	6	X-04-86-06	X-04-87-06
171	8	X-04-86-08	X-04-87-08
198	10	X-04-86-10	X-04-87-10
225	12	X-04-86-12	X-04-87-12
252	14	X-04-86-14	X-04-87-14

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 ; 2,7 mm



Płytką piszczelowa dalsza przednio-boczna
 Distal tibial plate, antriolateral



L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
80	5	X-04-175-80	X-04-174-80
106	7	X-04-175-106	X-04-174-106
132	9	X-04-175-132	X-04-174-132
158	11	X-04-175-158	X-04-174-158
184	13	X-04-175-184	X-04-174-184
210	15	X-04-175-210	X-04-174-210
236	17	X-04-175-236	X-04-174-236
262	19	X-04-175-262	X-04-174-262
288	21	X-04-175-288	X-04-174-288


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
 Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm



Płytki piszczelowa dalsza Distal tibial plate

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
147	7	X-04-144-07
173	9	X-04-144-09

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm





Płytki piszczelowa dalsza przyśrodkowa Distal medial tibial plate


L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
123	4	X-04-213-123	X-04-214-123
141	5	X-04-213-141	X-04-214-141
159	6	X-04-213-159	X-04-214-159
177	7	X-04-213-177	X-04-214-177
195	8	X-04-213-195	X-04-214-195
213	9	X-04-213-213	X-04-214-213
231	10	X-04-213-231	X-04-214-231
267	12	X-04-213-267	X-04-214-267
303	14	X-04-213-303	X-04-214-303
339	16	X-04-213-339	X-04-214-339
375	18	X-04-213-375	X-04-214-375
411	20	X-04-213-411	X-04-214-411

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm



Płytki hakowa uniwersalna Universal hook plate



L (mm)	Nr kat. Ref. no.
62	X-04-193-62

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm




Płytki do kości strzałkowej dalsza boczna
Distal lateral fibula bone plate

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
73	3	X-04-229-03	X-04-230-03
86	4	X-04-229-04	X-04-230-04
99	5	X-04-229-05	X-04-230-05
112	6	X-04-229-06	X-04-230-06
125	7	X-04-229-07	X-04-230-07
151	9	X-04-229-09	X-04-230-09
177	11	X-04-229-11	X-04-230-11
203	13	X-04-229-13	X-04-230-13
229	15	X-04-229-15	X-04-230-15

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm





Płytki do kości strzałkowej dalsza tylna-boczna
Distal fibula bone plate, posterolateral

L (mm)	otwory holes	LEWA / LEFT	PRAWA / RIGHT
77	3	X-04-231-03	X-04-232-03
90	4	X-04-231-04	X-04-232-04
103	5	X-04-231-05	X-04-232-05
116	6	X-04-231-06	X-04-232-06
129	7	X-04-231-07	X-04-232-07
155	9	X-04-231-09	X-04-232-09
181	11	X-04-231-11	X-04-232-11
207	13	X-04-231-13	X-04-232-13
233	15	X-04-231-15	X-04-232-15

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 2,4; 2,7 mm



Płytki tubularna
Tubular plate



grubość
thickness
1,8 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
28	2	X-02-147-02
40	3	X-02-147-03
52	4	X-02-147-04
64	5	X-02-147-05
76	6	X-02-147-06
88	7	X-02-147-07
100	8	X-02-147-08
112	9	X-02-147-09
124	10	X-02-147-10
148	12	X-02-147-12

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm


Płytki do złamań przynasadowych
Metaphyseal plate



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
86	6	X-02-168-06
99	7	X-02-168-07
112	8	X-02-168-08
125	9	X-02-168-09
138	10	X-02-168-10
151	11	X-02-168-11
164	12	X-02-168-12
190	14	X-02-168-14
216	16	X-02-168-16
242	18	X-02-168-18

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytki do złamań przynasadowych
Metaphyseal plate



Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
118	3	X-02-167-03
136	4	X-02-167-04
154	5	X-02-167-05
172	6	X-02-167-06
190	7	X-02-167-07
208	8	X-02-167-08
226	9	X-02-167-09
262	11	X-02-167-11
298	13	X-02-167-13
334	15	X-02-167-15


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
56	4	X-02-141-04
70	5	X-02-141-05
84	6	X-02-141-06
98	7	X-02-141-07
112	8	X-02-141-08
126	9	X-02-141-09
140	10	X-02-141-10
154	11	X-02-141-11
168	12	X-02-141-12
182	13	X-02-141-13
196	14	X-02-141-14
224	16	X-02-141-16
252	18	X-02-141-18
280	20	X-02-141-20
308	22	X-02-141-22

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 2,4 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytki rekonstrukcyjna prosta Straight reconstruction plate




grubość
thickness
2,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
70	5	X-02-66- 05
84	6	X-02-66- 06
99	7	X-02-66- 07
113	8	X-02-66- 08
128	9	X-02-66- 09
142	10	X-02-66- 10
171	12	X-02-66- 12
200	14	X-02-66- 14
228	16	X-02-66- 16
257	18	X-02-66- 18
286	20	X-02-66- 20
315	22	X-02-66- 22

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytki rekonstrukcyjna Reconstruction plate




grubość
thickness
3,5 mm

L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
70	4	X-02-03-04
85	5	X-02-03-05
100	6	X-02-03-06
115	7	X-02-03-07
130	8	X-02-03-08
145	9	X-02-03-09
160	10	X-02-03-10
175	11	X-02-03-11
190	12	X-02-03-12
205	13	X-02-03-13
220	14	X-02-03-14
235	15	X-02-03-15
250	16	X-02-03-16
265	17	X-02-03-17
280	18	X-02-03-18
295	19	X-02-03-19
310	20	X-02-03-20
325	21	X-02-03-21
340	22	X-02-03-22


Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm

Płytki rekonstrukcyjna Reconstruction plate



grubość
thickness
2,5 mm

Płytką prostą rekonstrukcyjną Straight reconstruction plate



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
56	3	X-02-58-03
75	4	X-02-58-04
94	5	X-02-58-05
113	6	X-02-58-06
132	7	X-02-58-07
151	8	X-02-58-08
170	9	X-02-58-09
189	10	X-02-58-10
208	11	X-02-58-11
227	12	X-02-58-12
246	13	X-02-58-13
265	14	X-02-58-14
284	15	X-02-58-15
303	16	X-02-58-16

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
59	4	X-02-117-04
72	5	X-02-117-05
85	6	X-02-117-06
98	7	X-02-117-07
111	8	X-02-117-08
124	9	X-02-117-09
137	10	X-02-117-10
150	11	X-02-117-11
163	12	X-02-117-12

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
 Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm
 Wkręty gąbczaste / Cancellous screw: $\varnothing$ 4,0 mm

Płytki proste wąskie, grube z ograniczonym kontaktem
 Straight thick narrow plate with limited contact



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
85	5	X-02-118-05
100	6	X-02-118-06
115	7	X-02-118-07
130	8	X-02-118-08
145	9	X-02-118-09
160	10	X-02-118-10
175	11	X-02-118-11
190	12	X-02-118-12
205	13	X-02-118-13
220	14	X-02-118-14
235	15	X-02-118-15
250	16	X-02-118-16
265	17	X-02-118-17
280	18	X-02-118-18

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 3,5 mm
 Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 3,5 mm
 Wkręty gąbczaste / Cancellous screw: $\varnothing$ 4,0 mm


Płytki proste, cienkie, wąskie
 Straight thin narrow plate




L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
103	5	X-02-113-05
122	6	X-02-113-06
141	7	X-02-113-07
160	8	X-02-113-08
179	9	X-02-113-09
198	10	X-02-113-10
217	11	X-02-113-11
236	12	X-02-113-12
255	13	X-02-113-13
274	14	X-02-113-14
293	15	X-02-113-15
312	16	X-02-113-16
331	17	X-02-113-17
350	18	X-02-113-18

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
 Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm

Płytki proste szerokie z ograniczonym kontaktem
 Straight wide plate with limited contact




Płytki szeroka z ograniczonym kontaktem - wygięta
Wide plate with limited contact - bent



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
229	12	X-02-145-12
247	13	X-02-145-13
265	14	X-02-145-14
282	15	X-02-145-15
300	16	X-02-145-16
318	17	X-02-145-17
336	18	X-02-145-18

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm

Płytki prosta wąska z ograniczonym kontaktem
Straight narrow plate with limited contact



L (mm)	otwory holes	Nr kat. Ref. no.
44	2	X-02-68-02
62	3	X-02-68-03
80	4	X-02-68-04
98	5	X-02-68-05
116	6	X-02-68-06
134	7	X-02-68-07
152	8	X-02-68-08
170	9	X-02-68-09
188	10	X-02-68-10
206	11	X-02-68-11
224	12	X-02-68-12
242	13	X-02-68-13
260	14	X-02-68-14
278	15	X-02-68-15
296	16	X-02-68-16
332	18	X-02-68-18
368	20	X-02-68-20
404	22	X-02-68-22

Wkręty blokowane / Locked screws: $\varnothing$ 5,0 mm
Wkręty korowe / Cortical screw: $\varnothing$ 4,5 mm

